



# JÄRVEN RETTUNGSTUCH

**Mit dem Järven Rettungstuch zwischen Matratze und Bett können Patienten im Falle eines Brandes oder einer anderen Gefahr schnell evakuiert werden. Mit einem einfachen Handgriff kann eine Person einen Patienten allein evakuieren.**

Das Järven Rettungstuch verfügt über einen extralangen Zuggriff an jeder kurzen Seite, der es dem Personal ermöglicht, eine Evakuierung mit geradem Rücken durchzuführen und so die körperliche Anstrengung während der Evakuierung zu verringern. Die Befestigungsbänder sind mit einem starken Klettverschluss versehen und in einer leuchtend orangenen Sicherheitsfarbe gefärbt.

Das Järven Rettungstuch erfüllt die schwedische Norm SS 876 00 39:2012 und funktioniert sowohl auf nassen als auch auf trockenen Böden.

*HINWEIS! Die Verwendung des Rettungstuch in Kombination mit einer Bettmatratze/Matratzenauflage auf einem Boxspringbett oder einer Federkernmatratze ist nicht zu empfehlen.*

## Norm

Das Järven Rettungstuch erfüllt die schwedische Norm SS 876 00 39:2012, die garantiert, dass die Griffe einer Belastung von 1.000 N (100 kg) standhalten können, was einem Patientengewicht von ca. 210 kg entspricht. Das Gleitvermögen ist sowohl auf nassen als auch trockenen Oberflächen hoch.

## Röntgenuntersuchungen

Das Produkt ist röntgentransparent.

## Kennzeichnung

Etikett mit Evakuierungsanweisungen in 8 Sprachen, EAN-Code, Pflegeanleitung und Kontaktdaten des Herstellers. Es ist Platz für die Selbstbeschriftung vorhanden.



## Hersteller



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: + 46 660 - 22 28 50 | Telefax: +46 660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se

## Vertriebsbüro Deutschland



Mühlenbogen 90F | D-21493 Schwarzenbek | DEUTSCHLAND  
Telefon: +49 4151 8789375 | Telefax: +49 4151 8789376  
www.spezialmatratzen.de | info@spezialmatratzen.de