



BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE



Melissa Flex

Präventive Gesundheitsmatratze mit viskoelastischem Schaum.

Die Melissa Flex ist eine Gesundheitsmatratze aus der Melissa-Serie, entwickelt zur Unterstützung der täglichen Patientenpflege. Sie dient als Hilfsmittel zur Behandlung von Druckgeschwüren bis einschließlich Kategorie 2. Die nachgewiesene Druckverteilung entlastet hervorstehende Körperpartien wie Schultern und Fersen.

SORGFÄLTIG ABGESTIMMTER SCHAUMKERN.

Melissa Flex ist eine 2-lagige Matratze mit speziell ausgewählten Schäumen für optimalen Komfort und Druckentlastung.

Die 6 cm dicke Liegefläche besteht aus einem viskoelastischen Schaum, die 8 cm Stützschiene aus einem HR-Kaltschaum.

FÜR DEKUBITUS BIS KATEGORIE 2 GEEIGNET.

Die Matratze unterstützt die Behandlung von Patienten mit Druckgeschwüren bis einschließlich Kategorie 2.

DREI WASSERDICHT BEZÜGE ZUR WAHL.

Die Melissa Flex wird standardmäßig mit einem geräuschlosen RX-Bezug ohne Griffe geliefert. Optional sind weitere Bezüge erhältlich, dem RXH-Bezug mit integrierten Griffen und dem RXI-Bezug mit Griffen und einer integrierten Evakuierungsfunktion.

EINGEBAUTE EVAKUIERUNGSFUNKTION MIT RXI-BEZUG

Der RXI-Bezug ermöglicht eine schnelle und sichere Evakuierung dank integrierter Griffen und verstärkter Gurte. Die Unterseite entspricht den hohen Material- und Qualitätsstandards des bewährten Järven-Evakuierungstuchs. Das Gleitverhalten wurde auf verschiedenen Oberflächen getestet und erfüllt die Norm SS 876 00 39:2012.



Hersteller



Järven AB

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: + 46 660 - 22 28 50 | Telefax: +46 660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se

Vertriebsbüro Deutschland



Mühlenbogen 90F | D-21493 Schwarzenbek | DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4151 8789375 | Telefax: +49 4151 8789376
www.spezialmatratzen.de | info@spezialmatratzen.de

MELISSA FLEX

Entwickelt für hohen Komfort und sehr gute Druckentlastung.

WASSERDICHTER BEZUG MIT HERVORRAGENDEN EIGENSCHAFTEN.

Die Melissa Flex wird mit einem Bezug aus der RX-Serie geliefert – einer Serie aus Bi-elastischen-Polyurethan-Gewebe, das sowohl atmungsaktiv als auch geräuschlos ist. Je nach gewähltem Bezug verfügt dieser über Reißverschlüsse an drei oder vier Seiten. Alle Bezüge sind mit einer Flüssigkeitsschutz über dem Reißverschluss ausgestattet, um die Hygiene zu gewährleisten.

MELISSA FLEX - SEHR HOHE DRUCKENTLASTUNG

Der 2-lagige Schaumkern der Melissa Flex besteht aus sorgfältig ausgewählten Materialien, die in Kombination mit dem RX-Bezug optimale Druckentlastung bieten. Dank des dokumentierten niedrigen Drucks (46 mmHg) auf hervorstehende Körperpartien wie Fersen und Schultern ist keine separate Fersenzone erforderlich.

INTEGRIERTE SITZFUNKTION


Die Melissa Flex verfügt über eine integrierte Sitzfunktion, die eine erhöhte Rückenposition im Bett und am Bettrand ermöglicht. Die Matratze wurde nach der Norm SS 876 00 11 einem Ermüdungstest unterzogen und hat dabei sehr gute Ergebnisse erzielt.

STANDARD ZUR OBJEKTIVEN BEWERTUNG DER DRUCKENTLASTENDEN EIGENSCHAFTEN

Um eine objektive Beurteilung der druckentlastenden Eigenschaften von Matratzen zu ermöglichen, hat RISE eine Norm entwickelt, bei der der tatsächliche Gegenschlag einer Matratze mithilfe eines Eindrückkörpers gemessen wird. Die Messmethode ist in der schwedischen Norm SS 876 00 13 beschrieben.

DRUCKENTLASTUNG NACH RISE STANDARD GETESTET

Die Melissa Flex wurde von RISE* gemäß der Methode SS 876 00 13 getestet und ist für die Druckentlastung bis einschließlich Wundkategorie 2 geeignet. **Detaillierte Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.**



*RISE (Research Institutes of Sweden), a Swedish independent research institute - www.ri.se

PRODUKTSPEZIFIKATION

Größen: 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 14 cm

Für weitere Größen kontaktieren Sie uns gerne!
Auch Matratzenverlängerungsstücke verfügbar

Materialien: Stützschiicht: 8cm HR-Kaltschaum 50 kg/m³
Liegefläche: 6cm Viskoelastischem Schaum
Bezug: PU 52%, PES48%

Nutzergewicht: 0-180 kg

Wundkategorie: Bis Kategorie 2 geeignet

Matratzengewicht: Matratze ca. 11 kg (abh. von Größe)

Brandschutz: SS 876 00 1, normales Risiko EN 597-1 & 2.
Bezug: BS 7175 CRIB 5

Recycling: Vollständig energie-recyclbar, entsorgt als brennbare Abfälle. Eine Demontage ist nicht erforderlich.

Kennzeichnung: Herstellungsjahr, Monat, Tag, EAN, Pflegehinweise, Kontaktinformationen, erfüllte Standards sowie Platzierung im Bett.



Hersteller



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: + 46 660 - 22 28 50 | Telefax: +46 660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se

Vertriebsbüro Deutschland



Mühlenbogen 90F | D-21493 Schwarzenbek | DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4151 8789375 | Telefax: +49 4151 8789376
www.spezialmatratzen.de | info@spezialmatratzen.de