SYST'AM® P914L / UNIVERSAL-KISSEN

POSITIONIERUNG UND DEKUBITUS-PROPHYLAXE

MATERIALIEN

80 kg/m³



Visko Schaumstoff



Abnehmbarer Polymaille® Integralbezug


NF EN ISO 597 - 1 & 2

Reinigung des Schaumstoffes:

(Nicht unter Wasser tauchen)

Pflege des POLYMAILLE® Bezuges:

95 °C



INDIKATIONEN

- Dekubitusprophylaxe und Postionierung des Kopfes.

HMV : 11.11.05.0XXX










VISKOELASTISCHER SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS


→ Präzises Ausformung des Kopfes und Vergrößerung der Kontaktfläche des Köpers mit dem Kissen.
→ Bessere Druckverteilung: Verminderung des Drucks bei Risikozonen, verbesserter Blutkreislauf.
→ Erhöhter Komfort und stabile Lage des Patienten.

→ Das ist das universelle Lagerungshilfsmittel schlechthin: Als Hilfsmittel zur Positionierung des Patienten, zur Druckentlastung der Fersen, als Schutz der Innenseiten der Knie und der Fußgelenke, als Kopfkissen...
→ Das Universalkissen kann auch als Lagerungshilfsmittel im Sessel, Rollstuhl oder Pflegerollstuhl.
→ Erleichtert das Einsetzen durch das Pflegepersonal in erheblichem Maße.









VERFÜGBARE AUSFÜHRUNG



P914L / Universal-Kissen

BEZUGSEIGENSCHAFTEN

BI-ELASTISCHER STOFF MIT EINER POLYURETHAN-BESCHICHTUNG

→ Bekämpfung von Reibungs- und Scherkräften
→ Geschmeidige und weiche Oberfläche.
→ Begünstigt den Gasaustausch (Wasserdampf, Schweiß)
- Begünstigung des Mikroklimas
→ Waschbar bei 90°C, Desinfizieren mit kalt zu versprühenden Produkten
→ Schwerentflammbar.
→ Beim Wiedereinsatz für mehrere Patienten wird die Anschaffung von Ersatzbezügen empfohlen.



BEZEICHNUNG	PRODUKT-NR	GRÖßEN (L x W x H)
Universal-Kissen	P914L1HW	60 x 40 x 13 cm

CE Gewährleistung 2 JAHRE

LAGERUNGSHILFSMITTEL